



**SMT2435-KIRSCHNER TELİ, TM KEMİKLER, MATKAP, TROCAR, SNG U**

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Kirschner tel; kırıklarda (zellikle pediatrik, kk fragman, avlsiyon kırıkları, kk kemik kırıkları), dzeltici osteotomilerde , psdoartrozlarda, artrodezde, eklem ıkıkları tesbitinde, replantasyon tedavilerinde, kemik rekonstrktif tedavilerinde ve iskelet sistemi traksiyonunda kemik fiksasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Kirschner tel; <ul style="list-style-type: none"><li>• Matkap Ulu-yivli,</li><li>• Sng,</li><li>• Trokar, şekilsel zelliklerin herhangi birinden olmalıdır.</li></ul> 3. Kirschner tel; <ul style="list-style-type: none"><li>• elik,</li><li>• CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.</li></ul> 4. Kirschner tel, 0.4(±0,2)mm-3(±0,2)mm. arası muhtelif boylarda aplarda seenekleri olmalıdır.
<b>Teknik zellikleri:</b>	5. Kirschner tel, 35-54cm boyları arasında olmalıdır.
<b>Genel Hkmler:</b>	6. Kesilebilir ve/veya bklebilir olmalıdır.
	7. rn, kontamine olmasını ve ularının bozulmasını engelleyecek bir kutu ierisinde teslim edilmelidir.

A G L L  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Zafer ŞEN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 136464

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Zafer ŞEN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 136464

Op. Dr. Mehmet KILI  
Ortopedi Uzmanı  
Dip. Tescil No: 138567  
Konya Şehir Hastanesi